

## NORIKS KneeFix — orteză ortopedică pentru genunchi

Compresie reglabilă, stabilizatoare laterale și pernuță din gel pentru rotulă.

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compresie   | Reglabilă cu rotița, fără a scoate orteza                                              |
| Stabilizare | Două stabilizatoare laterale                                                           |
| Pernuță     | Pernuță din gel care cuprinde rotula                                                   |
| Fixare      | Margine siliconică antiderapantă                                                       |
| Mărimi      | S/M – 2XL în funcție de greutatea corporală; variantă pentru genunchiul stâng și drept |



### ÎN PACHET

- 1 orteză pentru genunchi (marcaj L = stâng, R = drept)

### START RAPID

1. Verifică marcajul pentru genunchiul stâng sau drept.
2. Trage rotița spre exterior pentru a o elibera, apoi trage orteza ca pe un ciorap.
3. Aliniază deschiderea în jurul rotulei și strânge treptat compresia.

## 1. Alegerea mărimii

| Mărime | Greutate corporală |
|--------|--------------------|
| S/M    | 50 – 75 kg         |
| L      | 75 – 90 kg         |
| XL     | 90 – 110 kg        |
| 2XL    | 110 – 130 kg       |

Orteza se realizează separat pentru genunchiul stâng și cel drept. Înainte de a o pune, verifică marcajul — montată invers, nu ține stabilizatoarele la locul potrivit.

## 2. Punerea ortezii

- 1 Trage rotița spre exterior — abia atunci se eliberează și orteza poate fi slăbită sau scoasă.
- 2 Trage orteza peste picior până la genunchi, ca pe un ciorap.
- 3 Așaz-o astfel încât deschiderea să fie exact în jurul rotulei, iar pernuța din gel să o cuprindă.
- 4 Verifică dacă stabilizatoarele laterale sunt pe părțile laterale ale genunchiului, nu în față.
- 5 Împinge rotița înapoi și, rotind-o, strânge treptat compresia până la o senzație plăcută de susținere.

## Udoban oslonac u 3 koraka



### 1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

### 2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

### 3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Trei paši până la o potrivire corectă.



Rotița, stabilizatoarele laterale și pernuța din gel.

### 3. Reglarea compresiei

- Modifică compresia pe parcursul zilei: mai strâns la mers, pe scări și la stat în picioare, mai lejer la șezut și în repaus.
- O orteză strânsă corect **nu se deplasează** la mers, iar gamba își păstrează culoarea și temperatura normale.
- La scoatere trage întotdeauna mai întâi rotița spre exterior; nu trage orteza peste rotița strânsă.



Stabilizatoarele laterale urmăresc flexia genunchiului.

#### 4. Cât timp să îi porți

- Primele zile: 2 – 3 ore pe zi, până când genunchiul se obișnuiește.
- Apoi: în timpul activităților care solicită genunchiul — mers, muncă, antrenament, scări.
- Nu o purta în timpul somnului.

#### 5. Rezolvarea problemelor

| Ce se întâmplă                            | Cauza                                | Soluția                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orteza alunecă în jos</b>              | Compresie prea slabă sau piele umedă | Împinge roțița și strânge suplimentar; șterge marginea siliconică cu o cârpă umedă ca să își recapete aderența |
| <b>Furnicături sau amorțeală în gambă</b> | Compresie prea puternică             | Trage imediat roțița spre exterior; dacă senzația nu trece în câteva minute, scoate orteza                     |

| Ce se întâmplă                         | Cauza                                            | Soluția                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Deschiderea nu este în jurul rotulei   | Orteza trasă prea jos sau varianta L/R inversată | Verifică marcajul și mută orteza astfel încât pernuța să cuprindă rotula |
| Orteza face cute în pliul genunchiului | Mărime prea mare                                 | la mărimea mai mică conform tabelului de greutate                        |

## 6. Spălare și îngrijire

- Spălare manuală la 30 °C cu detergent delicat, fără balsam și înălbitor.
- Usucă la aer, întins. Nu la uscător, pe calorifer sau la soare.
- Șterge din când în când marginea siliconică cu o cârpă umedă, ca să își păstreze aderența.
- Menține roțița și ghidajele uscate și curate de nisip și praf.

KneeFix este un sprijin de zi cu zi, nu un tratament medical. În caz de accidentare acută, umflătură mare, genunchi cald sau instabil și după o operație, decide purtarea împreună cu medicul.

## 7. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

KneeFix este un sprijin de zi cu zi, nu un tratament medical. Nu pune un diagnostic și nu înlocuiește sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.