

## NORIKS ErgoSit — pernă ortopedică de ședere

Decupaj pentru coccis și spumă cu memorie de densitate mare pentru șederea îndelungată.

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Spumă      | Spumă cu memorie OrthoFlex de densitate mare                    |
| Certificat | OEKO-TEX®, netoxică                                             |
| Formă      | Decupaj pentru coccis, sprijin conturat pentru umeri și coloană |
| Husă       | Detașabilă, lavabilă la mașină                                  |
| Utilizare  | Scaun de birou, mașină, călătorii                               |



### ÎN PACHET

- 1 pernă ErgoSit
- Husă detașabilă lavabilă

### START RAPID

1. Scoate perna din ambalaj și las-o 4 – 6 ore ca spuma să își recapete forma completă.
2. Așaz-o pe scaun astfel încât decupajul să fie în spate, sub coccis.
3. Așază-te complet în spate, cu tălpile pe podea.

## 1. Înainte de prima utilizare

- Perna este comprimată pentru transport — după despachetare las-o 4 până la 6 ore la temperatura camerei ca spuma să își recapete forma completă.
- Mirosul de spumă nouă dispare după câteva ore de aerisire.

## 2. Așezare corectă

- 1 Pune perna pe scaun astfel încât **decupajul să fie în spate** — sub coccis, nu în față.
- 2 Partea plată a pernei trebuie să stea complet pe scaun, fără să depășească marginea.
- 3 Așază-te complet în spate, astfel încât spatele să atingă spătarul.
- 4 Reglează înălțimea scaunului astfel încât genunchii să fie la nivelul umerilor sau puțin mai jos, iar tălpile pe podea.



Vozite diljem zemlje bez bolova  
**Testirali i odobrili vozači kamiona**

Decupajul elimină presiunea directă asupra coccisului.



Automatski **ispravlja**  
vaše **držanje**

Forma conturată distribuie greutatea uniform pe șolduri.

### 3. Utilizare zilnică

- Perna este destinată șederii zilnice — la birou, în mașină și în călătorii.
- Chiar și cu pernă ridică-te și mergi câteva minute la fiecare oră.
- Nu o folosi pe suprafețe foarte moi sau neregulate — sprijinul se pierde.

### 4. Rezolvarea problemelor

| Ce se întâmplă                             | Cauza                         | Soluția                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perna alunecă pe scaun</b>              | Tapițerie netedă a scaunului  | Întoarce husa cu partea antiderapantă în jos; pe scaunele din piele pune dedesubt un suport subțire |
| <b>Presiunea pe coccis persistă</b>        | Decupajul întors spre față    | Întoarce perna — decupajul stă în spate                                                             |
| <b>Spuma pare tare</b>                     | Încăpere rece                 | Spuma cu memorie se înmoaie la temperatura corpului în câteva minute                                |
| <b>Perna este prea înaltă pentru birou</b> | Înălțimea scaunului nereglată | Coboară scaunul cu înălțimea pernei                                                                 |

### 5. Spălare și îngrijire

- Scoate husa și spal-o la mașină la 30 °C, pe program delicat.
- **Nu spăla niciodată spuma la mașină și nu o scufunda în apă.** Șterge petele cu o cârpă umedă și las-o să se usuce la aer.
- Nu usca spuma pe calorifer sau în soare direct.
- Nu depozita perna strivită sub greutate — spuma își păstrează forma doar nesolicitată.

### 6. Garanție, schimb și retur

- 30 de zile pentru returnarea banilor — trimite produsul în starea în care l-ai primit.

- Schimb gratuit de mărime în 90 de zile. Este suficient un e-mail, fără hârtii.
- Pentru schimb sau retur scrie la [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) și menționează numărul comenzii.

---

NORIKS · Instrucțiunile sunt valabile pentru produsul menționat în titlul acestui document. Întrebări și schimb de mărime: [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) · [noriks.com/ro](https://noriks.com/ro)