

NORIKS KneeFix — orteză ortopedică pentru genunchi

Compresie reglabilă, stabilizatoare laterale și pernuță din gel pentru rotulă.

Compresie	Reglabilă cu rotița, fără a scoate orteza
Stabilizare	Două stabilizatoare laterale
Pernuță	Pernuță din gel care cuprinde rotula
Fixare	Margine siliconică antiderapantă
Mărimi	S/M – 2XL în funcție de greutatea corporală; variantă pentru genunchiul stâng și drept



ÎN PACHET

- 1 orteză pentru genunchi (marcaj L = stâng, R = drept)

START RAPID

1. Verifică marcajul pentru genunchiul stâng sau drept.
2. Slăbește complet rotița și trage orteza ca pe un ciorap.
3. Aliniază deschiderea în jurul rotulei și strânge treptat compresia.

1. Alegerea mărimii

Mărime	Greutate corporală
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Orteza se realizează separat pentru genunchiul stâng și cel drept. Înainte de a o pune, verifică marcajul — montată invers, nu ține stabilizatoarele la locul potrivit.

2. Punerea ortezii

- 1 Slăbește complet rotița de compresie (rotire spre stânga).
- 2 Trage orteza peste picior până la genunchi, ca pe un ciorap.
- 3 Așaz-o astfel încât deschiderea să fie exact în jurul rotulei, iar pernuța din gel să o cuprindă.
- 4 Verifică dacă stabilizatoarele laterale sunt pe părțile laterale ale genunchiului, nu în față.
- 5 Cu rotița strânge treptat compresia până la o senzație plăcută de susținere.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Trei paši până la o potrivire corectă.



Rotița, stabilizatoarele laterale și pernuța din gel.

3. Reglarea compresiei

- Modifică compresia pe parcursul zilei: mai strâns la mers, pe scări și la stat în picioare, mai lejer la șezut și în repaus.
- O orteză strânsă corect **nu se deplasează** la mers, iar gamba își păstrează culoarea și temperatura normale.
- Rotița se învâрте și cu orteza pe picior — nu este nevoie să o scoți.



Stabilizatoarele laterale urmăresc flexia genunchiului.

4. Cât timp să îi porți

- Primele zile: 2 – 3 ore pe zi, până când genunchiul se obișnuiește.
- Apoi: în timpul activităților care solicită genunchiul — mers, muncă, antrenament, scări.
- Nu o purta în timpul somnului.

5. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Orteza alunecă în jos	Compresie prea slabă sau piele umedă	Strânge suplimentar roțița; șterge marginea siliconică cu o cârpă umedă ca să își recapete aderența
Furnicături sau amorțeală în gambă	Compresie prea puternică	Slăbește imediat roțița; dacă senzația nu trece în câteva minute, scoate orteza

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Deschiderea nu este în jurul rotulei	Orteza trasă prea jos sau varianta L/R inversată	Verifică marcajul și mută orteza astfel încât pernuța să cuprindă rotula
Orteza face cute în pliul genunchiului	Mărime prea mare	la mărimea mai mică conform tabelului de greutate

6. Spălare și îngrijire

- Spălare manuală la 30 °C cu detergent delicat, fără balsam și înălbitor.
- Usucă la aer, întins. Nu la uscător, pe calorifer sau la soare.
- Șterge din când în când marginea siliconică cu o cârpă umedă, ca să își păstreze aderența.
- Menține roțița și ghidajele uscate și curate de nisip și praf.

KneeFix este un sprijin de zi cu zi, nu un tratament medical. În caz de accidentare acută, umflătură mare, genunchi cald sau instabil și după o operație, decide purtarea împreună cu medicul.

7. Garanție, schimb și retur

- 30 de zile pentru returnarea banilor — trimite produsul în starea în care l-ai primit.
- Schimb gratuit de mărime în 90 de zile. Este suficient un e-mail, fără hârtii.
- Pentru schimb sau retur scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.