

NORIKS PureDry — boxeri lavabili pentru incontinență

Până la 300 ml absorbție, miez în șapte straturi și membrană impermeabilă.

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbție  | Până la 300 ml                                                                                                    |
| Structură  | Strat exterior din fibră de bambus cu elastan, miez absorbant în 7 straturi, membrană impermeabilă și respirabilă |
| Certificat | Oeko-Tex® — fără substanțe nocive                                                                                 |
| Mărimi     | S – 8XL în funcție de circumferința șoldurilor                                                                    |
| Spălare    | 30 – 40 °C, program delicat, uscare la aer                                                                        |



ÎN PACHET

- Boxeri conform pachetului ales

START RAPID

- Măsoară circumferința șoldurilor în cel mai lat punct și alege mărimea din tabel.
- Poartă-i ca pe lenjeria obișnuită — miezul absorbant este deja integrat.
- Clătește-i în apă rece înainte de spălare și spală la 30 – 40 °C, fără balsam.

1. Alegerea mărimii

| Mărime | Circumferința șoldurilor |
|--------|--------------------------|
| S      | până la 76 cm            |
| M      | 77 – 85 cm               |
| L      | 86 – 94 cm               |
| XL     | 95 – 102 cm              |
| 2XL    | 103 – 114 cm             |
| 3XL    | 115 – 121 cm             |
| 4XL    | 122 – 129 cm             |
| 5XL    | 130 – 137 cm             |
| 6XL    | 138 – 145 cm             |
| 7XL    | 146 – 153 cm             |
| 8XL    | 154 cm și peste          |

Dacă ești între două mărimi, alege mărimea mai mare — miezul se așază mai bine, iar absorbția este mai sigură.

## 2. Înainte de prima purtare

- Spală boxerii înainte de prima utilizare — miezul absorbant atinge capacitatea maximă abia după prima spălare.
- Nu folosi balsam nici la prima spălare: învelește fibrele și reduce absorbția.

## 3. Purtare pe parcursul zilei

- Poartă-i ca pe lenjeria obișnuită — nu este nevoie de un absorbant suplimentar.
- La pierderi ușoare o pereche ajunge de obicei pentru toată ziua.
- La pierderi mai abundente planifică o schimbare la mijlocul zilei și ia o pereche cu tine într-o pungă impermeabilă.
- Senzația de umezeală pe piele arată că miezul este plin — schimbă perechea.



Miezul în șapte straturi rămâne discret sub haine.



Croială și aspect ca la lenjeria obișnuită.

## 4. Spălare și îngrijire

- 1 După purtare clătește boxerii în apă rece până când apa rămâne limpede.
- 2 Spală la 30 – 40 °C pe programul pentru rufe delicate, cu articole de culori similare.
- 3 Fără balsam și fără înălbitor.
- 4 Usucă la aer. Nu la uscător și nu pe calorifer — membrana nu suportă temperaturi ridicate.

Cu o spălare corectă boxerii își păstrează puterea de absorbție sute de spălări și înlocuiesc absorbantele de unică folosință și scutecele.

## 5. Rezolvarea problemelor

| Ce se întâmplă     | Cauza                     | Soluția                                                                |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Absorbția a scăzut | Balsamul a închis fibrele | Spală de două ori fără detergent la 40 °C; de acum înainte fără balsam |

| Ce se întâmplă                     | Cauza                                         | Soluția                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Se simte umezeala pe piele</b>  | Miezul este plin                              | Schimbă perechea; la pierderi mai abundente planifică o schimbare la mijlocul zilei                        |
| <b>Scurgere laterală</b>           | Mărime prea mare — miezul nu se așază         | la mărimea mai mică                                                                                        |
| <b>Miros neplăcut după spălare</b> | Boxerii nu au fost clătiți înainte de spălare | Clătește întotdeauna în apă rece înainte de mașină; ocazional adaugă o jumătate de cană de oțet la spălare |

## 6. Garanție, schimb și retur

- 30 de zile pentru returnarea banilor — trimite produsul în starea în care l-ai primit.
- Schimb gratuit de mărime în 90 de zile. Este suficient un e-mail, fără hârtii.
- Pentru schimb sau retur scrie la [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) și menționează numărul comenzii.

NORIKS · Instrucțiunile sunt valabile pentru produsul menționat în titlul acestui document. Întrebări și schimb de mărime: [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) · [noriks.com/ro](https://noriks.com/ro)