

Centură ortopedică NORIKS pentru spate

Compresie ținută pentru zona lombară și stabilizare în mișcările de zi cu zi.

Mărimi	S/M: circumferința umerilor 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm
Purtare	Aproximativ 2 – 3 ore pe zi
Sub haine	Croială gândită pentru purtarea sub majoritatea hainelor
Reglare	Benzi cu scai pentru strângere precisă
Spălare	Manual, apă rece, uscare la aer

UBLAŽITE IŠIJAS I
BOLOVE U LEDIMA
ili vam vracamo novac



ÎN PACHET

- 1 centură ortopedică

START RAPID

1. Măsoară circumferința umerilor în cel mai lat punct și alege mărimea.
2. Așază centura astfel încât marginea inferioară să acopere zona sacrală, nu talia.
3. Strânge-o stând în picioare, drept, până simți o susținere fermă fără a-ți îngreuna respirația.

1. Alegerea mărimii

Mărime	Circumferința umerilor
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Măsoară circumferința umerilor în cel mai lat punct, peste lenjerie. Dacă ești la limită, ia mărimea mai mică — centura se adaptează spre exterior datorită scaiului.

2. Punerea ortezei

- 1 Stai drept și relaxează umerii.
- 2 Așază centura în jurul zonei lombare astfel încât marginea inferioară să acopere zona sacrală, iar partea centrală să se sprijine pe coloană.
- 3 Închide clapeta principală, apoi strânge uniform benzile laterale.
- 4 Verifică respirația: centura trebuie să dea o senzație de susținere fermă, dar nu are voie să îngreuneze respirația.
- 5 Când te așezi, slăbește ușor benzile, iar când te ridici strânge-le din nou.



Centura acoperă zona sacrală și stabilizează partea inferioară a spatelui.



Strângerea se reglează cu benzile laterale.

3. Cât timp să îi porți

- De obicei 2 – 3 ore pe zi, în perioadele de solicitare maximă.
- Poart-o la stat în picioare sau șezut prelungit, la volan și la ridicarea greutăților.
- Nu o purta toată ziua fără pauză și nu dormi cu ea.
- Centura ajută la menținerea spatelui într-o poziție mai corectă, dar nu înlocuiește musculatura trunchiului — pe lângă ea păstrează nivelul obișnuit de mișcare.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Centura urcă spre talie la mers	Așezată prea sus sau mărime prea mare	Coboar-o astfel încât marginea inferioară să acopere zona sacrală; verifică circumferința șoldurilor
Respirație îngreunată	Strânsă prea tare	Slăbește benzile laterale cu o treaptă
Scaiul nu mai ține	Fibre și praf în bandă	Curăță scaiul cu o periuță uscată; spală cu benzile închise
Disconfort la șezut	Aceeași strângere ca în picioare	La șezut slăbește ușor, la ridicare strânge

5. Spălare și îngrijire

- Spală manual în apă rece cu detergent delicat, cu benzile cu scai închise.
- Fără înălbitor și fără balsam. Usucă la aer, întins.
- Nu călca și nu usca pe calorifer.

În caz de accidentare acută a spatelui, durere puternică sau care iradiază în picior, în sarcină și după o operație la coloană, decide purtarea împreună cu medicul.

6. Garanție, schimb și retur

- 30 de zile pentru returnarea banilor — trimite produsul în starea în care l-ai primit.
- Schimb gratuit de mărime în 90 de zile. Este suficient un e-mail, fără hârtii.
- Pentru schimb sau retur scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

NORIKS · Instrucțiunile sunt valabile pentru produsul menționat în titlul acestui document. Întrebări și schimb de mărime: info@noriks.com · noriks.com/ro