

Ciorapi compresivi NORIKS cu fermoar

Compresie graduală 15–20 mmHg cu fermoar lateral.

Compresie	15 – 20 mmHg, graduală (cea mai puternică la gleznă)
Fermoar	Fermoar lateral cu bandă interioară de protecție
Mărimi	S/M, L/XL, 2XL — în funcție de circumferința gambei
Purtare	Pe parcursul zilei, până la 12 ore
Spălare	Manual în apă rece sau program delicat



ÎN PACHET

- 1 pereche de ciorapi compresivi (conform pachetului ales)

START RAPID

1. Măsoară circumferința gambei în cel mai lat punct și alege mărimea din tabel.
2. Încalță ciorapii dimineața, așezat, înainte ca picioarele să se umfle.
3. Închide fermoarul de la gleznă în sus, ținând materialul lipit de picior.

1. Alegerea mărimii

Mărime	Circumferința gambei	Număr la pantof
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Alege mărimea după **circumferința gambei**, nu după numărul la pantof. Măsoară dimineața, în cel mai lat punct al gambei, cu piciorul relaxat. Dacă ești la limita dintre două intervale, ia mărimea mai mare.

2. Încălțare

- 1 Așază-te și deschide fermoarul complet.
- 2 Trage ciorapul peste picior astfel încât călcâiul să intre în zona special formată.
- 3 Întinde ciorapul pe gambă fără nicio cută — cutele creează puncte de presiune.
- 4 Cu o mână apasă materialul pe picior, ca banda de protecție să rămână între fermoar și piele, iar cu cealaltă închide încet fermoarul de la gleznă în sus.
- 5 Verifică dacă marginea superioară nu se rulează și nu taie în genunchi.

VIȘE OD 5.200 ZADOVOLJNIH KUPACA



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Fermoarul ușurează încălțarea fără a trage.



Compresie graduală: cea mai puternică la gleznă, mai slabă spre genunchi.

3. Cât timp să îi porți

- Încalță-i dimineața și poartă-i pe parcursul zilei — până la aproximativ 12 ore.
- Scoate-i înainte de culcare, dacă medicul nu a indicat altfel.
- La stat în picioare, șezut prelungit sau călătorii, poartă-i pe toată durata activității.
- În primele zile compresia poate părea neobișnuită — începe cu 2 până la 3 ore pe zi.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Fermoarul se deschide singur	Materialul este tras în jos sau circumferința este la limita superioară	Înainte de a închide, trage ciorapul mai sus pe gambă; dacă se repetă, ia mărimea mai mare
Nu pot închide fermoarul	Mărime prea mică sau picior umflat	Încalță-i dimineața; dacă nici atunci nu merge, schimbă cu mărimea mai mare
Furnicături, degete reci sau palide	Compresie prea puternică sau o cută care strânge	Scoate imediat ciorapul, întinde-l și încalță-l din nou; dacă se repetă, adresează-te medicului
Ciorapul alunecă în jos	Circumferința gambei la limita inferioară a intervalului	Ia mărimea mai mică
Urme roșii pe piele	Cută sau margine superioară prea strânsă	Întinde materialul; o amprentă ușoară a tricotajului este normală, o urmă adâncă nu

5. Spălare și îngrijire

- Spală manual în apă rece sau la mașină pe programul pentru rufe delicate, cu **fermoarul închis** și într-un săculeț de plasă.
- Fără înălbitor și fără balsam — deteriorează fibrele elastice care creează compresia.
- Usucă la aer, întins. Nu la uscător, pe calorifer sau la soare.
- Șterge din când în când fermoarul cu o cârpă umedă, ca să nu rămână fibre în el.

- La purtare zilnică schimbă perechea aproximativ la fiecare 6 luni — compresia slăbește în timp.

Înainte de purtare consultă medicul dacă ai arteriopatie periferică, răni deschise, inflamație acută a pielii, modificări diabetice la nivelul piciorului sau tromboză venoasă profundă.

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

Ciorapii compresivi sunt un sprijin de zi cu zi, nu un tratament medical. Nu pun un diagnostic și nu înlocuiesc sfatul medicului. Dacă tegumentele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.