

## Centură ortopedică NORIKS pentru spate

Compresie ținută pentru zona lombară și stabilizare în mișcările de zi cu zi.

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Mărimi    | S/M: circumferința umerilor 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm |
| Purtare   | Aproximativ 2 – 3 ore pe zi                                  |
| Sub haine | Croială gândită pentru purtarea sub majoritatea hainelor     |
| Reglare   | Benzi cu scai pentru strângere precisă                       |
| Spălare   | Manual, apă rece, uscare la aer                              |

UBLAŽITE IŠJAS I  
BOLOVE U LEDIMA  
ili vam vračamo novac



### ÎN PACHET

- 1 centură ortopedică

### START RAPID

- Măsoară circumferința umerilor în cel mai lat punct și alege mărimea.
- Așază centura astfel încât marginea inferioară să acopere zona sacrală, nu talia.
- Strânge-o stând în picioare, drept, până simți o susținere fermă fără a-ți îngreuna respirația.

## 1. Alegerea mărimii

| Mărime | Circumferința umerilor |
|--------|------------------------|
| S/M    | 75 – 110 cm            |
| L/XL   | 110 – 140 cm           |

Măsoară circumferința umerilor în cel mai lat punct, peste lenjerie. Dacă ești la limită, ia mărimea mai mică — centura se adaptează spre exterior datorită scaiului.

## 2. Punerea ortezii

- Stai drept și relaxează umerii.
- Așază centura în jurul zonei lombare astfel încât marginea inferioară să acopere zona sacrală, iar partea centrală să se sprijine pe coloană.
- Închide clapeta principală, apoi strânge uniform benzile laterale.
- Verifică respirația: centura trebuie să dea o senzație de susținere fermă, dar nu are voie să îngreuneze respirația.
- Când te așezi, slăbește ușor benzile, iar când te ridici strânge-le din nou.



Centura acoperă zona sacrală și stabilizează partea inferioară a spatelui.



Strângerea se reglează cu benzile laterale.

### 3. Cât timp să îi porți

- De obicei 2 – 3 ore pe zi, în perioadele de solicitare maximă.
- Poart-o la stat în picioare sau șezut prelungit, la volan și la ridicarea greutăților.
- Nu o purta toată ziua fără pauză și nu dormi cu ea.
- Centura ajută la menținerea spatelui într-o poziție mai corectă, dar nu înlocuiește musculatura trunchiului — pe lângă ea păstrează nivelul obișnuit de mișcare.

### 4. Rezolvarea problemelor

| Ce se întâmplă                         | Cauza                                 | Soluția                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centura urcă spre talie la mers</b> | Așezată prea sus sau mărime prea mare | Coboar-o astfel încât marginea inferioară să acopere zona sacrală; verifică circumferința șoldurilor |
| <b>Respirație îngreunată</b>           | Strânsă prea tare                     | Slăbește benzile laterale cu o treaptă                                                               |
| <b>Scaiul nu mai ține</b>              | Fibre și praf în bandă                | Curăță scaiul cu o periuță uscată; spală cu benzile închise                                          |
| <b>Disconfort la șezut</b>             | Aceeași strângere ca în picioare      | La șezut slăbește ușor, la ridicare strânge                                                          |

### 5. Spălare și îngrijire

- Spală manual în apă rece cu detergent delicat, cu benzile cu scai închise.
- Fără înălbitor și fără balsam. Usucă la aer, întins.
- Nu călca și nu usca pe calorifer.

În caz de accidentare acută a spatelui, durere puternică sau care iradiază în picior, în sarcină și după o operație la coloană, decide purtarea împreună cu medicul.

## 6. Garanție, schimb și retur

---

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îți returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

Centura ortopedică este un sprijin de zi cu zi, nu un tratament medical. Nu pune un diagnostic și nu înlocuiește sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.