

NORIKS PureDry — boxeri lavabili pentru incontinență

Până la 300 ml absorbție, miez în șapte straturi și membrană impermeabilă.

Absorbție	Până la 300 ml
Structură	Strat exterior din fibră de bambus cu elastan, miez absorbant în 7 straturi, membrană impermeabilă și respirabilă
Certificat	Oeko-Tex® — fără substanțe nocive
Mărimi	S – 8XL în funcție de circumferința șoldurilor
Spălare	30 – 40 °C, program delicat, uscare la aer



ÎN PACHET

- Boxeri conform pachetului ales

START RAPID

- Măsoară circumferința șoldurilor în cel mai lat punct și alege mărimea din tabel.
- Poartă-i ca pe lenjeria obișnuită — miezul absorbant este deja integrat.
- Clătește-i în apă rece înainte de spălare și spală la 30 – 40 °C, fără balsam.

1. Alegerea mărimii

Mărime	Circumferința șoldurilor
S	până la 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm și peste

Dacă ești între două mărimi, alege mărimea mai mare — miezul se așază mai bine, iar absorbția este mai sigură.

2. Înainte de prima purtare

- Spală boxerii înainte de prima utilizare — miezul absorbant atinge capacitatea maximă abia după prima spălare.
- Nu folosi balsam nici la prima spălare: învelește fibrele și reduce absorbția.

3. Purtare pe parcursul zilei

- Poartă-i ca pe lenjeria obișnuită — nu este nevoie de un absorbant suplimentar.
- La pierderi ușoare o pereche ajunge de obicei pentru toată ziua.
- La pierderi mai abundente planifică o schimbare la mijlocul zilei și ia o pereche cu tine într-o pungă impermeabilă.
- Senzația de umezeală pe piele arată că miezul este plin — schimbă perechea.



Miezul în șapte straturi rămâne discret sub haine.



Croială și aspect ca la lenjeria obișnuită.

4. Spălare și îngrijire

- 1 După purtare clătește boxerii în apă rece până când apa rămâne limpede.
- 2 Spală la 30 – 40 °C pe programul pentru rufe delicate, cu articole de culori similare.
- 3 Fără balsam și fără înălbitor.
- 4 Usucă la aer. Nu la uscător și nu pe calorifer — membrana nu suportă temperaturi ridicate.

Cu o spălare corectă boxerii își păstrează puterea de absorbție sute de spălări și înlocuiesc absorbantele de unică folosință și scutecele.

5. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Absorbția a scăzut	Balsamul a închis fibrele	Spală de două ori fără detergent la 40 °C; de acum înainte fără balsam

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Se simte umezeala pe piele	Miezul este plin	Schimbă perechea; la pierderi mai abundente planifică o schimbare la mijlocul zilei
Scurgere laterală	Mărime prea mare — miezul nu se așază	la mărimea mai mică
Miros neplăcut după spălare	Boxerii nu au fost clătiți înainte de spălare	Clătește întotdeauna în apă rece înainte de mașină; ocazional adaugă o jumătate de cană de oțet la spălare

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

Boxerii absorbanți sunt un ajutor pentru confortul zilnic, nu un tratament medical. Nu pun un diagnostic și nu înlocuiesc sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.