

NORIKS FisioRest — dispozitiv pentru gât

Tracțiune, căldură și masaj cu vibrații într-o ședință de 15 până la 30 de minute.

Baterie	2500 mAh — până la 2 ore de funcționare, aproximativ 4 ședințe a câte 30 de minute
Încărcare	USB-C, 4 – 6 ore până la încărcarea completă
Încălzire	Până la 50 °C, tehnologie ThermoTrac
Siguranță	Oprire automată după 30 de minute
Ședință	15 minute la început, până la 30 de minute ulterior

CERVIKALNA TRAKCIJA
VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



ÎN PACHET

- 1 dispozitiv FisioRest
- Cablu USB-C pentru încărcare
- Instrucțiuni

START RAPID

1. Înainte de prima utilizare încarcă dispozitivul 4 până la 6 ore.
2. Întinde-te pe spate și așază gâtul în locaș astfel încât capul să atârne liber spre spate.
3. Ține butonul apăsat 5 secunde până se aprinde ledul; începe cu 15 minute.

1. Înainte de prima utilizare


- 1 Conectează cablul USB-C inclus și încarcă dispozitivul 4 până la 6 ore.
- 2 Așază dispozitivul pe o suprafață plană și fermă — patul este prea moale pentru o tracțiune corectă.
- 3 Scoate lanțul, cerceii și ochelarii.
- 4 Întinde-te pe spate și așază gâtul în locașul din spumă cu memorie.

2. Utilizare

- **Pornire:** ține apăsat butonul de masaj sau de căldură 5 secunde, până se aprinde ledul.
- **Schimbarea treptei:** cu o apăsare scurtă a aceluiași buton schimbi intensitatea.
- **Oprire:** ține din nou butonul apăsat 5 secunde sau așteaptă oprirea automată după 30 de minute.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIĆE



Gâtul stă în locaș, capul atârână liber spre spate.



KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe*

Căldura, masajul și tracțiunea acționează simultan.

3. Ședință

Perioada	Durata ședinței	Frecvența
Prima săptămână	15 minute	1× pe zi
A doua săptămână	20 de minute	1× pe zi
Din a treia săptămână	30 de minute (ciclu complet)	1 – 2× pe zi

Ciclul complet de căldură blândă, masaj și tracțiune durează 30 de minute. La început scurtează ședința, ca gâtul să se obișnuiască cu întinderea.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Sviđa mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerovatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

După ședință ridică-te încet, întoarce-te mai întâi pe o parte.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Dispozitivul nu pornește	Baterie descărcată sau apăsare prea scurtă a butonului	Încarcă 30 de minute și ține butonul apăsat 5 secunde întregi
Nu se simte întinderea	Dispozitivul pe o suprafață prea moale sau gâtul prea sus	Treci pe o suprafață fermă și coboară umerii până la podea
Căldura se simte slab	Dispozitivul încă se încălzește	Încălzirea durează câteva minute; nu acoperi dispozitivul
Amețeală după ședință	Ridicare prea rapidă	Rămâi întins 1 – 2 minute, întoarce-te pe o parte și apoi ridică-te

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Bateria scade repede	Folosirea permanentă a treptei maxime de căldură	Căldura consumă cel mai mult; folosește treapta medie

5. Curățare și depozitare

- Șterge cu o cârpă umedă; nu scufunda niciodată dispozitivul în apă și nu îl spăla sub jet.
- Husa, dacă este detașabilă, spal-o manual în apă rece.
- Păstrează într-un loc uscat, ferit de soare direct. Bateria rezistă cel mai mult dacă nu lași dispozitivul descărcat luni de zile.

Nu folosi dispozitivul dacă ai stimulator cardiac, după o operație la coloana cervicală, în caz de osteoporoză, durere puternică sau care iradiază în braț, hipertensiune necontrolată și în sarcină — consultă mai întâi medicul. Întrerupe ședința dacă simți durere, furnicături sau greață.

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

FisioRest este un dispozitiv pentru relaxare și sprijin zilnic, nu un tratament medical. Nu pune un diagnostic și nu înlocuiește sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.